



## ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE

*“S. GIOVANNI BOSCO”*

Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. **San Salvatore Telesino – Castelvenere**

C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008

Tel. e Fax 0824275407/cell.3274769354 – e-mail: [bnic841008@istruzione.it](mailto:bnic841008@istruzione.it)

PEC: [bnic841008@pec.istruzione.it](mailto:bnic841008@pec.istruzione.it) Sto Web: [www.icbosco.edu.it](http://www.icbosco.edu.it)

**SAN SALVATORE TELESINO (BN) – Piazza Plebiscito, 2**



Circ. n. 28

San Salvatore Telesino, 16/09/20123

**AL SITO WEB [www.icbosco.edu.it](http://www.icbosco.edu.it)  
AI RESPONSABILI DI PLESSO  
AI DOCENTI  
AGLI ADDETTI DESIGNATI ALLA GESTIONE  
DELL'EMERGENZA - PRONTO SOCCORSO  
AL PERSONALE ATA**

**OGGETTO:** cassetta PS.

### II DIRIGENTE SCOLASTICO

nel richiamare la normativa sulla sicurezza, dispone il controllo periodico della cassetta del Pronto soccorso al fine di assicurarne il contenuto in quantità e stato di conservazione adeguati.

Il controllo deve essere eseguito dai responsabili di plesso e dagli addetti al primo soccorso:

- una volta al mese;
- dopo un infortunio per il quale si possa pensare o si ha la certezza che il contenuto della cassetta sia significativamente alterato.

Si suggerisce quindi di verificare:

- la presenza dei presidi per tipologia e quantitativo;
- la integrità;
- le date di scadenza del presidio integro;
- le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio aperto.

Se al termine del controllo emerge la necessità di acquistare dei presidi, il responsabile di plesso (o l'addetto al PS) informerà il DS, che vi provvederà. Il reintegro deve avvenire nel minore tempo possibile.

Il DS ricorda altresì il contenuto minimo che ogni cassetta di Pronto Soccorso deve custodire:

- N. 1 confezione di sapone liquido (integrato)
- N. 2 paia di guanti sterili monouso
- N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml
- N. 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 250 ml
- N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol. da 100 g (integrato)
- N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm (integrato)
- N. 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm
- N. 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso
- N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g.
- N. 3 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole.
- N. 1 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole .
- N. 1 confezione di ghiaccio pronto uso.
- N. 1 laccio emostatico.
- N. 1 paio di forbici con punta arrotondata (integrato)
- N.1 paio di pinzette da medicazione sterili monouso.
- N. 1 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari.
- Istruzione sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Una volta effettuato il controllo, il responsabile di plesso e l'addetto PS compileranno il modulo allegato alla presente (Allegato 1). In allegato n. 2 si trasmette l'Istruzione "Prevenzione malattie a trasmissione

ematica”da affiggere all’interno della cassetta di Pronto Soccorso. Si raccomanda la massima cura e solerzia nell’adempimento di queste disposizioni.

### **Il Dirigente Scolastico**

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Si allegno:

**Allegato1 – Contenuto minimo cassetta DI PRONTO SOCCORSO e del pacchetto di medicazione.**

**Allegato 2 - Istruzione Operativa “PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA”**



## Istruzione Operativa

### “PREVENZIONE DELLE MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA”

#### LISTA DI DISTRIBUZIONE

Da affiggere all'interno della cassetta di Pronto Soccorso

A tutti i collaboratori scolastici

A tutti gli addetti al Pronto soccorso

#### 1. SCOPO

Procedura Operativa utile ad evitare rischi di trasmissione di malattie ematiche durante le operazioni di soccorso, disinfezione di ferite.

#### 2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS etc.), si danno le seguenti indicazioni:

- E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)
- Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere preferibilmente personali e comunque, qualora si imbrattino di sangue, devono essere opportunamente disinfettati.
- Il disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è una **soluzione di cloro attivo allo 0,5%** che si ottiene diluendo 1 parte di candeggina in 9 parti di acqua (es 1 bicchiere di candeggina in 9 di acqua)

Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato di seguito:

- indossare guanti monouso
- allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente
- detergere la superficie con soluzione detergente
- disinfettare con una soluzione di cloro attivo allo 0,5% preparata come detto sopra e lasciare agire la soluzione per un tempo minimo di 10 minuti
- sciacquare con acqua
- allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto apposito per la raccolta dei rifiuti sanitari
- togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto contenente i rifiuti e smaltirlo
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone

**N.B.:** è necessario controllare la composizione del **prodotto a base di Ipoclorito di sodio a disposizione, ed assicurarsi che abbia una concentrazione di cloro attivo al 5-6%.**